Напишемо сервер, який отримує данні від джерела данних, зберігає та відправляє клієнту, та також по необхідності завантажує та відправляє данні клієнту:

```
'use strict';
// завантаження бібліотек
const fs = require('fs');
const http = require('http');
const WebSocket = require('ws');
//завантажуємо сторінку
const index = fs.readFileSync('index.html');
// Завантажуємо модуль для побудови графіку
const jsFile = fs.readFileSync('sm.js');
// На любий http запит віддаємо 200 та сторінку
const server = http.createServer((req, res) => {
  // на запит від клієнту
  switch (req.url) {
    case "/sm.js" :
    // відправляємо модуль
    res.writeHead(200, {"Content-Type": "text/javascript"});
    res.write(jsFile);
   break;
    default :
   //передаємо сторінку
      res.writeHead(200, {"Content-Type": "text/html"});
      res.write(index);
  res.end();
});
// підключаємо на порт 8000
server.listen(8000, () => {
 console.log('Listen port 8000');
});
// Запускаємо веб сокет, передаємо в нього змінну hhtp server
const ws = new WebSocket.Server({ server });
// на подію on conection(коли отримує запит на сокет)
// отримуємо сокет conection, який має додаткові методи
```

```
ws.on('connection', (connection, req) => {
  // отримуємо remote adress
 // відправляємо клієнту отримані повідомлення
    const ip = req.socket.remoteAddress;
    console.log(`Connected ${ip}`);
    connection.on('message', message => {
      console.log('Received: ' + message);
      for (const client of ws.clients) {
        if (client.readyState !== WebSocket.OPEN) continue;
        //if (client === connection) continue;
        client.send(message);
        //якщо на сервер прийшов код команди на завантаження
        if (message ==123456){
        // завантажуємо лог файли та відсилаємо клієнту
        let fileContent = fs.readFileSync("log1.txt", "utf8");
        let fileContent2 = fs.readFileSync("log2.txt", "utf8");
        client.send(fileContent)
        client.send(fileContent2)
      // в іншому випадку, кожен монітор по id зберігаємо в свій лог файл
      var arrr = JSON.parse(message);
      var idd = arrr.id;
      if (idd === 1){
        fs.writeFileSync("log1.txt", message)
      if (idd === 2){
        fs.writeFileSync("log2.txt", message)
    });
  connection.on('close', () => {
  console.log(`Disconnected ${ip}`);
  });
```

Напишемо клієнт, який отримує данні від сервера, будує графіки в залежності від монітору, який надіслав данні, також відправляє команду на завантаження данних від сервера по необхідності.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>ECG</title>
        </head>
```

```
<body>
<h1 align="center">Cardiomonitors</h1>
<input type="button" value="load data" onclick="onpress()">
<div id="pat1" style="height: 300px; width: 100%;"></div>
<div id="pat2" style="height: 300px; width: 100%;"></div>
<script src="https://canvasjs.com/assets/script/jquery-1.11.1.min.js"></script>
<script src="https://canvasjs.com/assets/script/jquery.canvasjs.min.js"></script>
<!-- Створюємо об'єкт, який виводить повідомлення-->
<div id="chat"></div>
<!-- Створюємо об'єкт, в який вписуємо текст-->
<input id="msg" type="text">
<style>
input { border: 1px solid green; }
</style>
<script>
 const CHAR_RETURN = 13;
 //url веб сокет серверу
  const socket = new WebSocket('ws://localhost:8000/');
  console.log(socket)
 //беремо ссилки на HTML елементи
  const chat = document.getElementById('chat');
  const msg = document.getElementById('msg');
 //автоматично натискає на поле мемедж
 msg.focus();
 // функція writeline
  const writeLine = text => {
    //створюємо новий елемент
   const line = document.createElement('div');
   // встявляємо в блок вмісткість
   line.innerHTML = `${text}`;
   // додаємо новий елемент
    chat.appendChild(line);
  };
  socket.onopen = () => {
   writeLine('connected');
  };
  socket.onclose = () => {
   writeLine('closed');
```

```
};
// змінні лічильників
 var datacounter1 = 0
 var datacounter2 = 0
 var dataPoints1 = []
 var dataPoints2 = []
 socket.onmessage = event => {
   //writeLine(event.data);
     var dt = event.data
     var arrr = JSON.parse(dt);
     var idd = arrr.id;
     var dtt = arrr.DATA;
   // кожний клієнт відсилає данні з унікальним Id по цьому id відбувається визнач
   // до якого монітору належить сигнал
   // якщо перший монітор:
         if(idd === 1) {
     //-----//
   var chart = new CanvasJS.Chart("pat1",
     title:{
     text: "monitor1"
     },
     data: [
       type: "line",
       dataPoints: dataPoints1
   });
   //створюємо масив точок
   for(var i = 0; i < 827; i++){}
     dataPoints1.push({x:datacounter1, y: dtt[i]})
     //додаємо відлік часу перерахований в секунди по частоті дискретизації
     datacounter1 += (1/100)
   //якщо відмальовано більше 100 секунд
   if (datacounter1 > 100){
     //обнуляємо вектори
     datacounter1 = 0
     dataPoints1 = []
   //будуємо графік
```

```
chart.render();
     //для 2 монітору
     else if (idd === 2) {
   var chart = new CanvasJS.Chart("pat2",
     title:{
     text: "monitor2"
      },
     data: [
       type: "line",
       dataPoints: dataPoints2
   });
   for(var i = 0; i < 827; i++){}
     dataPoints2.push({x:datacounter2, y: dtt[i]})
     datacounter2 += (1/100)
   if (datacounter2 > 100){
     datacounter2 = 0
     dataPoints2 = []
   chart.render();
 };
 // на сервер відправляється код команди
function onpress() {
 socket.send(123456);
 // обробник натискання колавші ентер(компонент для ручного вводу точок)
 msg.addEventListener('keydown', event => {
     // якщо ентер
   if (event.keyCode === CHAR_RETURN) {
     // берему поточне речення
       const s = msg.value;
       //обнуляємо щоб перевід строки не попав в строку
     msg.value = '';
     //виводимо на екран
     writeLine(s);
```

```
//відправляємо в сокет socket.send(s);
}
});

</script>
<script type="text/javascript" src="https://canvasjs.com/assets/script/canvasjs.min.js"></script>
</body>
</html>
```

Напишемо два клієнта на пайтоні, які симулюють роботу двох кардіо моніторів, та відправляють на сервер данні з власним ідентифікатором

Клієнт 1:

```
Import asyncio
import websockets
import json

Fs = 1000
#сигнал
sig = [-0.04736953792203903,-0.04811678798757516, -0.047932619796921414, -
0.04778090832472873, -0.04764157992641114, -0.04752170786394537, -
0.047437059532571095, -0.04738578525056236, -0.04735619719514137, -
0.047345183115303516, -0.04735323021429148, -0.04736953792203903]
d = 1
async def monitor1():
    #nid'enhahss
    uri = "ws://localhost:8000"
    async with websockets.connect(uri) as websocket:
    while True:
        #KOжну секунду надсилаемо данні
        blog = {'DATA': sig, 'id': 1}

        to_json = json.dumps(blog)
        await websocket.send(to_json)
        await asyncio.sleep(d)
        #Biдправляемо у веб сокет

        greeting = await websocket.recv()
        print(f"< {greeting}")

asyncio.get_event_loop().run_until_complete(monitor1())
```

Клієнт 2:

```
async def monitor2():
    #під'єднання
    uri = "ws://localhost:8000"
    async with websockets.connect(uri) as websocket:
    while True:
    #Кожну секунду надсилаємо данні
```

```
blog2 = {'DATA': sig, 'id': 2}

to_json2 = json.dumps(blog2)

await asyncio.sleep(d)

#відправляємо у веб сокет

await websocket.send(to_json2)

await asyncio.sleep(d)

greeting = await websocket.recv()

print(f"< {greeting}")

asyncio.get_event_loop().run_until_complete(monitor1())
```

Тестування роботи програми:

1) Запускаємо сервер:

```
PS C:\project> node server.js
Listen port 8000
```

2) Під'єднуємося з веб клієнту за посиланням: ws://localhost:8000/


Cardiomonitors

load data

Отримуємо пусте вікно з кнопкою 'Завантажити'

3) запускаємо перший монітор


Cardiomonitors



З'являється вікно першого монітору, та відображається кардіосигнал


4) Запускаємо другий монітор

Cardiomonitors



З'являється вікно другого сигналу, і відображається сигнал

5) Запустимо обидва монітори одразу




Бачимо данні надсилаються коректно

На сервері бачимо лог:


527152529892, -0.06131258832271307, -0.06136035945725324, -0.06140135970492566, -0.061483725, -0.061388627353276264, -0.06131015352979276, -0.06117798161375028, -0.0609764678-0.060671852197875825, -0.0602280925904225, -0.05961513244895411, -0.05881264944551331821686931913446, -0.05666967835356435, -0.05540575345452806, -0.05409719993239641, -0.08540265, -0.051652039874820935, -0.05064476451272308, -0.04982581282947123, -0.04919006, -0.04871371005408858, -0.04836642801120208, -0.04811678798757516, -0.0479326197969214278090832472873, -0.04764157992641114, -0.04752170786394537, -0.047437059532571095, -0.6566236, -0.04735619719514137, -0.047345183115303516, -0.04735323021429148, -0.04736953], "id": 2} isconnected ::1

6) Отримали файли логу



7) оновимо сторінку і завантажимо лог файли

Cardiomonitors



При натисканні на кнопку load data повернули два збережених сигнали